

ADA™

Тумбочка прикроватная Lojer Merivaara ADA



На фото представлена тумбочка с дополнительными опциями

Надежная и безопасная тумбочка Ada разработана для использования в палатах ЛПУ различных отделений. Благодаря модульности и широкому выбору опций и принадлежностей тумбочка станет незаменимым помощником медицинского персонала и пациентов.

Столик для чтения и еды бесступенчато регулируется по высоте и может быть установлен с левой или правой стороны без применения инструментов. Тумбочка легко перемещается благодаря двойным колесам и может быть заблокирована в стационарном положении. Закрывающиеся выдвижные ящики для сохранности вещей пациента. Рама тумбочки металлическая, крашенная порошковой краской, верхние и боковые панели, столик для чтения и еды - из меламина. Верхняя и боковые панели серого цвета, торцы ящиков - белые. Столик для еды с боковым наклоном (для чтения).

Доступна версия тумбочки без столика для чтения и еды.

LOJER® *For easy care*

Технические характеристики	
Ширина	475 мм.
Высота	900 мм.
Глубина	600 мм.; 1130 мм. со столиком для чтения и еды
Регулируемый по высоте столик для чтения и еды	780 - 1050 мм.
Размер столика для чтения и еды	480 x 380 мм.
Нагрузка на столик для чтения и еды	10 кг.
Колеса	Двойные блокирующиеся 75 мм.
Рама	Металлическая крашенная порошковой краской
Верхняя и боковые панели	Серый меламин
Ящики	Белый, ABS пластик
Покрытие для верхней панели (опция)	ABS пластик

Опции и принадлежности



Верхняя и боковые панели

серый меламин..... 10000 9186
 меламин под березу..... 10000 9187
 меламин под бук..... 10000 9188

Ящики

белые торцы 10000 9210
 голубые торцы..... 10000 9212

Столик для чтения и еды

Материал столика для
 чтения и еды 10000 9190



Покрытие верхней панели, ABS

пластик 10000 9262



Отсек для обуви

10000 9268



Корзина для газет и журналов

10000 9266



Держатель бутылки

10000 9288
**устройство для вызова
 медсестры**
 10000 0629



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2019. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр 134 Тел. + 7 495 269 06 95 russia@lojer.com | www.lojer.com

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Копераја, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.