


EMERGO™

Многофункциональная каталка
Lojer Merivaara



LOJER® *For easy care*





Основные характеристики:

1. Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций
2. Интуитивно понятные и легкие в управлении функции
3. Легкая транспортировка в любых положениях

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях. Универсальный набор опций и регулировок делает каталки Emergo незаменимым помощником для медицинского персонала. Ложе каталки легко трансформируется для придания оптимального положения пациента.

Отличную мобильность каталки обеспечивают большие колеса, а использование пятого колеса максимально облегчит работу медицинского персонала при транспортировке пациента. Большой выбор опций и принадлежностей позволит эффективно использовать каталку долгие годы.

Модельный ряд:

- 6250: 2 секции, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции и Тренделенбург
- 6270: 2 секции, рентгенпрозрачное ложе, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции и Тренделенбург
- 6280: 2 секции, рентгенпрозрачное ложе с подрамником, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции и Тренделенбург
- 6350: 3 секции, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции, ножной секции и Тренделенбург
- 6370: 3 секции, рентгенпрозрачное ложе, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции, ножной секции и Тренделенбург
- 6380: 3 секции, рентгенпрозрачное ложе с подрамником, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции, ножной секции и Тренделенбург

Опции и принадлежности, устанавливаемые на заводе




Антистатические колеса с центральной блокировкой, 200 мм. Версия без колес (например, для кораблей)



Рентгепрозрачное ложе. Доступно в моделях 6270, 6280, 6370



Пятое колесо для улучшения мобильности



Слева - схема движения каталки с 5-ым колесом. Справа - схема движения обычной каталки.

Хранение



Лоток из ABS пластика
100006620 большой лоток
100006622 большой лоток для двойных педалей
100006626 большой лоток для каталки с 5-ым колесом
10006626 малый лоток (не используется с каталками с фиксированной высотой)



Корзина под спинной секцией
100000582



Корзина под ножной секцией
100000583
(несовместимо с опцией 5-го колеса)




Корзина для хранения
128009784

Рельсы и держатели



Держатель простыней
100000733



Держатель инфузионной стойки 5785
100005785



Держатель кислородного баллона 589
100000589 для баллонов на 5 кг.
100005860 для баллонов на 2 кг.



Рельс для принадлежностей (пара), установка вместо боковых ограждений (опора для руки не включена в стоимость) 100000700
Опора для руки 100000125

Инфузионные стойки



Инфузионная стойка, 4 крючка
100000499



Складывающаяся инфузионная стойка для подрамника
100006678

Прочие принадлежности



Гигиенические антистатические матрасы, размер 650x1950 мм., толщина 50, 80 или 100 мм.



Набор фиксирующих ремней
100000790



Боковые ограждения, пара
100006713 хромированные/желтые



Рукоятка для перемещения
100006793 - хром/желтая
100006795 - крашеная/желтая



Большие съемные рукоятки для перемещения, пара 6770
10000 6770 хром/желтые



Торец 567
100000567

LOJER® For easy care

Colours in pictures may differ from those currently available.

Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

Технические характеристики

Модель	6250	6270	6280	6350	6370	6380
Сфера использования	Скорая помощь, транспортировка, общие процедуры	Скорая помощь, реанимация, общие процедуры	Скорая помощь, реанимация, общие процедуры	Скорая помощь, транспортировка, общие процедуры, послеоперационное пробуждение	Скорая помощь, транспортировка, общие процедуры, послеоперационное пробуждение	Скорая помощь, транспортировка, общие процедуры, послеоперационное пробуждение
Количество секций	2	2	2	3	3	3
Рентгенпрозрачное ложе	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
Подрамник	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Ширина	750 мм.	750 мм.	750 мм.	750 мм.	750 мм.	750 мм.
Ширина ложа	705 мм.	705 мм.	705 мм.	705 мм.	705 мм.	705 мм.
Общая длина	2075 мм.	2075 мм.	2150 мм.	2075 мм.	2075 мм.	2150 мм.
Рекомендованный размер матраца	650 x 1950 мм.	650 x 1950 мм.	650 x 1950 мм.	650 x 1950 мм.	650 x 1950 мм.	650 x 1950 мм.
Регулировка высоты	560 - 930 мм.	625 - 995 мм.	625 - 995 мм.	560 - 930 мм.	625 - 995 мм.	625 - 995 мм.
Безопасная рабочая нагрузка	225 кг.	225 кг.	225 кг.	225 кг.	225 кг.	225 кг.
Тренделенбург	14°	14°	14°	14°	14°	14°
АнтиТренделенбург	7°	7°	7°	7°	7°	7°
Регулировка спинной секции	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°	0 - 70°
Регулировка ножной секции	-	-	-	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Колеса	С центральной блокировкой, антистатические, 150 мм.	С центральной блокировкой, антистатические, 150 мм.	С центральной блокировкой, антистатические, 150 мм.	С центральной блокировкой, антистатические, 150 мм.	С центральной блокировкой, антистатические, 150 мм.	С центральным замком, антистатические 150 мм.
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия
Сертификат CE	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Прочие характеристики:

- Желтые бамперы с каждого угла
- Педаль для гидравлической регулировки высоты с обеих сторон
- Регулировка Тренделенбург и анти-Тренделенбург
- Антистатические колесики 150 мм с центральным замком
- Пневмопривод спинной секции
- 2-х или 3-х компонентное основание



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2020. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 134. Тел. + 7 495 269 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com

История компании началась в 1919 году. Ранее известная как Vammalan Копераја, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.