



”Высококласное решение в области красоты, идеально подходящее для косметологов, массажистов, мастеров педикюра и специалистов по татуировкам”

Стул врача не входит в стоимость косметологической кушетки RC3

Косметологическая кушетка RC3

Шикарная косметологическая кушетка Lojer RC3 была спроектирована совместно со специалистами в области красоты, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Качественный контурный кожзаменитель, возможность раздельной регулировки с тремя моторами, возможность установки планшетного компьютера и светодиодной лампы - все это в совокупности улучшает имидж любой клиники или лечебного центра. Кушетка подходит как для косметологов, массажистов, мастеров педикюра, так и для специалистов по татуировкам. Электрическая система управления позволяет регулировать высоту кушетки, а также угол наклона спинной секции и самого сиденья. В системе управления также есть три запрограммированные позиции кушетки. Переход в запрограммированную позицию происходит с помощью нажатия всего лишь одной кнопки. В головной секции есть вырез для лица, а также механизм продольной регулировки и регулировки угла наклона. Ножные секции регулируются газовой пружиной и могут быть полностью опущены вниз. Ножные секции также регулируются в стороны. Подлокотники могут поворачиваться на 180 градусов и также имеют регулировку угла наклона.

Косметологическая кушетка Lojer RC3 производится в Финляндии на заводе Лойер и поэтому запасные части будут доступны долгие годы. Например, обивка может быть со временем по желанию заменена.



Больше информации о продукте
вы найдете по QR-коду
<http://youtu.be/EbrNPcGUhyk>

LOJER® For easy care



Технические требования

- Полная длина: 186-213 см.
- Диапазон регулировки высоты: 60-85 см.
- Колеса: Ø 75мм., с центральной блокировкой
- Регулировка спинной секции: 0°..+90°
- Регулировка головной секции: 0°..10°
- Высота спинной секции: 600 мм.
- Регулировка сиденья: +12°..0°
- Ширина сиденья: 620 мм.
- Полная ширина: 880 мм.
- Регулировка ножной секции: -80°...0°, отведение в стороны 0°...90°
- Регулировка опор для рук: ротация 0°..180°, угол наклона -45°..+20°
- Безопасная рабочая нагрузка: 160 кг.
- USB выход: Питание 4Вт
- Электрическая система: 24В
- Гарантия: 2 года
- Страна происхождения: Финляндия



Опции:	
Возможность анатомической формы ложа кушетки	x
Возможность исполнения пластиковых деталей в 2ух цветах	x
Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов)	x
Колеса для перемещения кушетки, с центральной блокировкой	x
Ручной пульт управления	x
Регулировка спинной сиденья, электропривод	x
Регулировка сиденья, электропривод	x
Электрическая регулировка высоты	x
3 запрограммированные позиции	x
Регулировка ножных секций пневматически (независимо друг от друга)	x
Удлинение и регулировка угла головной секции	x
Опоры для рук не меняют положение независимо от угла спинной секции	x
Регулировка опор для рук, ротация 180°	x
Безопасная, бесшумная электрическая система на 24В, зарядное USB устройство	x
Гарантийный срок 2 года	x
Дополнительные опции:	
Педаль для регулировки высоты	o
Подставка под кофе	o
Подставка под планшет	o
Заглушка выреза для лица головной секции	o
Возможность комбинации двух цветов кожзаменителя	o
Светодиодная лампа	o

Пояснения: x =стандартная характеристика o =Дополнительная принадлежность

Принадлежности



Подставка под кофе



Столик под планшет на гибкой ножке



Декоративная строчка



Лампа на гибкой ножке



Ножной пульт управления

LOJER® For easy care

ООО «Лойер Медикал» 121357, Москва, Вере́йская 29 стр. 134
Тел. +7-903-725-06-95 | e-mail: russia@lojer.com | www.lojer-medical.ru

This document template PC001 has been approved 01.01.2016