

Кровати для ухода за пациентами ScanAfia

Высококачественные палатные кровати для ухода за пациентами ScanAfia предназначены для профессионалов своего дела.

Патентованная модель кровати создана для использования в домах пожилого человека, для частного использования и ЛПУ где необходим качественный уход за пациентом. Безопасная рабочая нагрузка – 260 кг., при этом кровать ScanAfia невероятно легкая, а большие и качественные колеса диаметром 125 мм. упрощают ее транспортировку. При ее разработке максимальное внимание было уделено эргономике – кровать имеет минимальную высоту, что облегчает доступ к ней пациента и каждодневное использование.

«Отличная эргономика и максимальная нагрузка в 260 кг.»

ScanAfia XHS280/290

2 секции, (размер ложа 205 x 80/90 см.), электропривод высоты и спинной секции

ScanAfia XHS480/490

3 регулируемые секции, (размер ложа 205x80/90 см.), электропривод высоты, спинной секции, секции бедра и голени



LOJER® For easy care

Senior Care | Healthcare | Medical Wellness



Характеристики ScanAfia	ScanAfia
Безопасная рабочая нагрузка 260 кг.	x
Минимальная высота от 30 см.	x
Торцы и боковые ограждения из натурального дерева (береза или бук)	x
Боковые ограждения с блокировкой	x
Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм., переднее направляющее колесо	x
Строго вертикальное перемещение по высоте	x
Продольное смещение спинной секции	x
Ручной пульт управления	x
Экстренное опускание спинной секции	x
4 отверстия для установки дуги для активации и инфузионной стойки	x
Возможность установки упора для пациента	x
Съемные «дышащие» секции ложа из ABS пластика	x
Качественная обработка металла перед порошковой покраской	x
Сделано Финляндии. Обладатель знака «Финский Ключ»	x
Аксессуары	
Дуга для активации	o
Упор для пациента	o
Инфузионная стойка	o
Двойные колеса Ø125 или 150 с центральной блокировкой	o
Дополнительное 5-ое колесо для облегчения перемещения	o
LED лампа для чтения	o
Держатель мочеприемника	o
Столик для чтения	o
Мягкая накидка на боковые ограждения	o
Бамперы	o
Контрольная панель для отключения электрических функций	o
Аккумуляторная батарея	o
Держатель пульта управления	o

Обозначения: x = стандарт, o = опция, - = недоступно

Технические данные

- Общая ширина: 92 или 102 см.
- Общая длина: 216 см.
- Диапазон регулировки высоты: 30..82 см. (зависит от типа колес)
- Рекомендованный размер матраца: 205 x 78/88 x 13 см.
- Вес (без учета боковых ограждений): 99 кг. (для ложа 80 см.), 102 кг. (для ложа 90 м.)
- Диаметр колес: Ø125 или Ø150 мм.
- Безопасная рабочая нагрузка: 260 кг
- Электрическая система: 24В
- Диапазон регулировки спинной секции: 0-70°
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
- Гарантия: 2/10 лет
- Страна производства: Финляндия

LOJER® For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134
Тел. +7 (495) 725 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com

